

Asiakasohje Vetericyn Antimicrobial Hydrogel -tuotteen pumppumekanismin käyttöön

- ravista pullo pumppumekanismi alas painettuna ennen jokaista käyttöä!
- pidä pullo pystyasennossa käytettäessä, jos mahdollista
- jos pumppu alkaa pumpata tyhjää, ravista pulloa uudelleen pumppu alas painettuna
- jos käytät pulloa vinossa, ravista sitä kevyesti 3-5 pumppauksen välein
- käytön jälkeen puhdista pumpun suutin geelistä, ettei sitä kuivu sumuttimen tukkeeksi

Jos pumppu lakkaa toimimasta näistä ohjeista huolimatta, on imuputki voinut tukkeutua geelistä (etenkin jos tuote on pitkään käyttämättä). Toimi tällöin seuraavasti:

- 1) avaa pullo ja irroita pumpun suojakorkki
- 2) aseta pumpun imuputki keitettyyn jäähdytettyyn veteen
- 3) pumpkaa pumppumechanismista läpi vettä n. 10-15 pumpun painallusta
- 4) kiinnitä puhdistettu pumppu takaisin hydrogel-pulloon mahdollisimman tiiviisti
- 5) Jos geeli alkaa olla vähissä ja on kiinteän oloista, voit lorauttaa pienen määrän keitettyä vettä tai nestemäistä Vetericyn Wound & Skin haavasuihketta lopputuotteen sekaan geelin notkistamiseksi

Vetericyn®

ANIMAL WELLNESS

